

KNEE WRAP APPLICATION: For best results, please read entire application steps before using. View application video at www.STAYONS.com.



Using a STAYONS Poultice Leg Wrap, fold wrap loosely and submerge in hot or cold water as needed, for 15 to 20 seconds.

Poultice rapidly absorbs and holds water. Remove wrap and allow excess water to drain back into pail.



Once applied, poultice material will fill pockets evenly. Apply poultice wrap from back of the knee, placing 1 - 2 filled pockets above the knee joint. Wrap towards front of the knee.

Keep poultice wrap snug, while smoothing and molding around knee and leg area.



Apply Knee Wrap Support over the knee, with about 1 inch of poultice wrap still visible at top.

Snug closure straps across front of leg only. Secure on side of leg, from front to back, so strap ends point towards back of horse.



Snug lower section of Knee Wrap Support material around bottom of the poultice wrap.

Apply a stable bandage, below the knee, to further secure and support the poultice wrap. Recheck within 12-18 hours.



Finished application.

IMPORTANT: Closure straps must be pulled **ACROSS THE FRONT OF THE KNEE AND SECURED.**

DO NOT APPLY ANY TENSION ON OR ACROSS THE BACK OF THE KNEE WHEN SECURING A SNUG FIT.

Initial placement of wrap support will vary depending on the size of the leg itself.

APLICACIÓN: Para obtener resultados óptimos, lea todos los pasos de aplicación antes del uso. Vea la video sobre la aplicación en www.STAYONS.com.

Usando una envoltura de cataplasma para pata de caballo STAYONS, doble la envoltura sin apretar y sumérgala en agua caliente o fría, según sea necesario, durante 15 a 20 segundos.

Retírela del agua, permitiendo que se drene el exceso de agua en un cubo. La cataplasma rápidamente absorbe y retiene el agua.

Una vez aplicado, el material de la cataplasma llenará las bolsas uniformemente. Aplique la envoltura de cataplasma desde la parte posterior de la rodilla, colocando 1 o 2 bolsas llenas por encima de la articulación de la rodilla.

Envuelva la rodilla hacia la parte delantera. Mantenga apretada la envoltura de cataplasma mientras va alisándola y moldeándola alrededor de la rodilla y la pata.

Aplique el soporte de envoltura para rodilla sobre la rodilla, con aprox. 1 pulg. de la envoltura de cataplasma todavía visible en la parte superior.

Apretar las correas de cierre sólo por la parte delantera de la pata. Fíjelas en un lado de la pata, desde adelante hacia atrás, para que los extremos apunten hacia la parte posterior del caballo.

Ajuste la sección inferior del soporte de envoltura para rodilla alrededor de la parte inferior de la envoltura de cataplasma.

Aplique una venda de descanso por debajo de la rodilla, para asegurar y apoyar aún más la envoltura de cataplasma. Vuelva a revisar la rodilla dentro de 12 a 18 horas.

Terminada la aplicación.

IMPORTANTE: Las correas de cierre deben ser jaladas **A TRAVÉS DEL FRENTE DE LA RODILLA Y FIJADAS.**

NO APLIQUE NINGUNA TENSION A LA RODILLA NI DETRÁS DE ELLA PARA AJUSTAR LAS CORREAS.

La colocación inicial del soporte de envoltura para rodilla STAYONS variará dependiendo del tamaño de la pata.

APPLICATION : Pour des résultats optimaux, lire toutes les étapes de l'application avant l'usage. Visualiser l'application sur vidéo sur le site www.STAYONS.com.

Prendre une bande de cataplasme pour patte STAYONS, la plier sans serrer et la submerger dans l'eau chaude ou froide, au besoin, pendant 15 à 20 secondes.

La retirer de l'eau et laisser le surplus d'eau s'égoutter dans un seau. Le cataplasme absorbe rapidement l'eau et la retient.

Une fois appliqué, le matériel du cataplasme remplira uniformément les pochettes. Appliquer la bande de cataplasme depuis l'arrière du genou en plaçant 1 ou 2 pochettes remplies au-dessus de l'articulation du genou.

Envelopper le genou vers l'avant. Maintenir la bande de cataplasme serrée tout en la lissant et en la moulant autour du genou et de la patte.

Appliquer le support de bande sur le genou, de façon qu'environ 2,5 cm de la bande de cataplasme demeure visible dans le haut.

Serrer les courroies de fermeture devant la patte seulement. Les fixer sur un côté de la patte, de l'avant vers l'arrière, de façon que les extrémités pointent vers l'arrière du cheval.

Serrer la partie inférieure du support de bande pour genou autour de la partie inférieure de la bande de cataplasme.

Appliquer un bandage de repos sous le genou pour mieux assujettir la bande de cataplasme. Réexaminer le genou dans un délai de 12-18 heures.

Application terminée.

IMPORTANT : Les courroies de fermeture doivent être tirées **SUR LE DEVANT DU GENOU ET ASSUJETTIES.**

N'APPLIQUER AUCUNE TENSION SUR LE GENOU OU DERRIÈRE CELUI-CI POUR AJUSTER LES COURROIES.

La position initiale du support de bande pour genou STAYONS variera selon la grosseur de la patte.