


# CARESITE nålfri injektionsventil

Lättanvänd, genomskinlig injektionsventil för bättre patientvård




IV-tillbehör

# CARESITE nålfri injektionsventil

Positivt avslut.




Transparent.



Klarar höga tryck, 300 psi.



Slutet system.



Produktdata för CARESITE	
Flödes hastighet	208 ml/min
Tryck	300 psi vid 10ml/sek
Restvolym (rak ventil)	0.20 ml
Fyllnadsvolym (rak ventil)	0.22 ml
Positivt tryck	0.03 ml (positivt)
Hållbarhet (antal åtkomster)	216 gånger
✓ Slutet system	✓ Latexfri
✓ Nålfritt system	✓ Blod-/lipidkompatibel
✓ Ventil med split septum-teknik	✓ Luerlock-/ luerlockkompatibel

## Användarfördelar

### Skyddar mot mikrobiell kontamination





- Slät, avtorkbar yta
- Genomskinlig
- Öppen vätskebanan

### Förhindrar kateterocklusion

- Positivt tryck (ventilkonstruktion)

### Lätt att använda

- Tål högt tryck
- Lättåtkomlig
- Läkemedelskompatibel\*

Beskrivning	Längd (cm)	Fyllnadsvolym (ml)	Slangens innerdiameter (mm)	Latexfri	DEHP-fri	Trp.-förp/styck	Artikelnr (REF)
CARESITE** 	-	0.22	-	▪	▪	200 / 100	415122-01
Förlängningsslang							
CARESITE med mikroslang och spinlock** 	20	0.5	1.3	▪	▪	100	470100-01
CARESITE med makroslang och spinlock 	15	0.9	2.8	▪	▪	100	470108-01
2 CARESITE med Y-grenad mikroslang och spinlock 	18	0.9	1.3	▪	▪	50	470106-01

\* lipider och cremophor

\*\* klarar höga tryck, 300 psi

Detaljerad information för sjukvårdspersonal

För mer information om riskprevention vid infusionsterapi, gå till:

[www.safeinfusiontherapy.com](http://www.safeinfusiontherapy.com)

B. Braun Medical AB | Hospital Care | Box 110, 182 12 Danderyd | Sverige  
Telefon +46(0)8 634 34 00 | [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)