

Cutimed® Gel

Kristallklar sårbehandling



Cutimed®

Ett rent sätt att rena sår

Cutimed® Gel är en klar hydrogel som kan användas för att behandla nekrotiska eller fibrinbelagda, smetiga sår. Fördelarna är kristallklara:



Pålitlig och säker debridering av nekrotisk vävnad


Den höga återfuktande effekten av Cutimed® Gel stöder autolytisk debridering. Cutimed® Gel avger fukt som löser upp nekroser och fibrinbeläggningar och förbereder sår för kirurgisk debridering. Dessutom kan gelen användas till att fukta torra sår även i den senare sår läkningsfasen.

Inga konserveringsmedel

Eftersom Cutimed® Gel är fri från konserveringsmedel är risken för allergiska reaktioner liten.

Optimal konsistens och viskositet

Cutimed® Gel appliceras enkelt på sårytan med hjälp av en spatel. Gelen håller sig säkert på plats i väntan på eventuellt ytterförband.



Optimal
konsistens och
viskositet




Alternativa appliceringsätt



Cutimed® Gel kan appliceras med tillhörande applicator, med en spatel eller direkt ur tuben 4cc-44cc beroende på sårets placering och form.

Steril produkt, steril hantering

Gelen och applicatorn är steriliserade med gammastrålning. För steril hantering kan applicatorn fästas på tuben direkt från den sterila påsen.



Kompatibel med ytterförband

Cutimed® Gel kan täckas med ytterförband, t ex filmförband.

Enkelt att ta bort

Cutimed® Gel sköljs enkelt ur såret med koksalts- eller Ringerlösning, utan att lämna rester.

Tre kostnadseffektiva tubstorlekar







Välj bland följande tubstorlekar:

8g | 15g | 25g

Slösa så lite som möjligt och håll koll på kostnaderna genom att endast använda den mängd gel som krävs för varje sår.



Debridering – rent och enkelt

Art.nr	Volym	fp/st
72610-00	8g	10  + 10 
72610-00	15g	10  + 10 
72610-00	25g	10  + 10 



Sårfas

-  Nekros
-  Infektion
-  Fibrinbelagt (smetigt)
-  Granulation
-  Epitalisering

Sår djup

-  Ytligt
-  Djupt
-  Ytligt + djupt

Sårvätska

-  Ingen till liten mängd
-  Liten till måttlig mängd
-  Måttlig till riklig mängd