

evercare[®] Medikal Hydrogelplåster, steril

REF: EHG100100B, EHG150150B

evercare[®] Medikal Hydrogelplåster är en genomskinlig, icke-vidhäftande och steril hydrogelplatta avsedd för torra eller sparsamt vätskande sår. Den kan effektivt absorbera sårvätska och tillföra fukt till torra sår, vilket upprätthåller en fuktig miljö för autolytisk debrideringseffekt. Den fastnar inte på såret, och inga rester finns kvar efter borttagning. evercare[®] Medikal Hydrogelplåster är lämplig för 2:a gradens brännskador, tagställen och epidermala defekter orsakade av andra skäl, samt för bensår, trycksår och diabetiska sår.

Egenskaper

- ▶ Absorberar sårexsudat
- ▶ Återfuktar torra sår
- ▶ Bibehåller fuktig miljö för autolytisk debridering
- ▶ Fastnar inte i såret; lämnar inga rester efter borttagning



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
EHG100100B	Medikal Hydrogelplåster, Border, steril, Transparent	10x10 cm	10 / 200
EHG150150B	Medikal Hydrogelplåster, Border, steril, Transparent	15x15 cm	10 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



REACH förordning:	De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Biologisk utvärdering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11 EN ISO 10993-12
I enlighet med legala krav:	Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745, MDD Class IIb
Uppfyller produktstandard:	EN ISO 11737-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etiketter och förpackningskrav:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1, EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Häftande kant	Polyuretanfilm, akrylathäfta
Yttre lager	Polyuretan, polyeten
Huvudmaterial	Hydrogel av medicinsk kvalitet
Skyddspapper	Polyeten

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad. Produkten får inte användas kontinuerligt i mer än 30 dagar.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 5 - 40 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	EHG100100B: 160 x 145 EHG150150B: 210 x 190
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	EHG100100B: 146 x 30 x 163 EHG150150B: 191 x 30 x 213
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	EHG100100B: 330 x 184 x 322 EHG150150B: 330 x 234 x 219
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
EHG100100B	06940610137069	06940610137076	06940610137083
EHG150150B	06940610137120	06940610137137	06940610137144

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.

