

evercare® Skumförband Trakeostomi, Non-Border

REF: EFD065065UX, EFD100090UX

evercare® Skumförband Non-Border är ett icke-vidhäftande polyuretanskumförband med en vattentät och ånggenomsläpplig översta film. evercare® Skumförband kan effektivt absorbera sårvätska och bibehålla en fuktig sårmiljö. evercare® Skumförband är indicerat för måttligt till kraftigt vätskande sår, såsom venösa bensår, trycksår, diabetiska fotsår, tagställen, skrubbsår och kirurgiska sår. evercare® Skumförband (Trakeostomi) är utformat för trakeostomikanyler, katetrar och matningsslangar.

Egenskaper

- ▶ Absorberar sårexsudat
- ▶ Bibehållerfuktig sårmiljö
- ▶ Behagligt flexibel och bekväm
- ▶ Ger skydd mot mekaniskt tryck



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
EFD065065UX	Skumförband för trakeostomi, steril, Vit	6,5x6,5 cm	10 / 200
EFD100090UX	Skumförband för trakeostomi, steril, Vit	9x10 cm	10 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.
















REACH förordning:	De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Biologisk utvärdering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
I enlighet med legala krav:	Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745, MDR Class IIb
Uppfyller produktstandard:	EN 13726-2, EN 13726-4, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etiketter och förpackningskrav:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	Polyuretanskum
Extern beläggning	Polyuretanfilm beige

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad. Använd inte produkten med oxidationsmedel som väteperoxid eller hypokloritlösningar. Enstaka produkt får inte vara på såret i mer än 7 dagar.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 5 - 40 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	EFD065065UX: 135 x 120 x 5 EFD100090UX: 160 x 145 x 5
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	EFD065065UX: 121 x 60 x 138 EFD100090UX: 146 x 60 x 163
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	EFD065065UX: 325 x 298 x 272 EFD100090UX: 325 x 184 x 322
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
EFD065065UX	06940610137489	06940610137496	06940610137502
EFD100090UX	06940610130978	06940610130985	06940610130992

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.

