

PolyFlush

Förfylld NaCl spruta för flushning

PolyFlush förfyllda sprutor administreras före och efter start av IV-medicinering enligt standardprotokoll för att säkerställa att IV-katetrar är ren och fria från hinder. Behåller öppenheten inuti katetern så att blod förhindras från att återfyllas i katetern och koagulera.

Undviker kateterskador: Polyflush förfylld spruta erbjuder alla sprutor i 10 ml sprutdiameter men anpassad längd efter innehållet i ml. Sprutor med mindre diameter genererar större tryck än sprutor med större diameter och kan riskera kateterskada.

Features:

- Innehåller 0,9 % (9 mg/ml) isotonisk natriumklorid (NaCl).
- Klar att använda, begränsar antalet steg, färre anslutningar och mindre förpackningssavfall.
- Polyflush är en förmärkt förfylld koksaltlösningsspruta som kan minska risken för felmedicinering.
- PolyFlush förfyllda sprutor minimerar risken för korskontaminering.
- Polyflush förfyllda sprutor finns i två olika versioner, Singel Sterils (SS) eller Dubbel Steril (DS)*.
- Finns i storlekarna 3ml, 5ml och 10ml.
- Gammasteriliserad: minskar risken för lukt och smaksensation.

* Vid inläggning av intravaskulära katetrar/steril uppdukning, bör en Dubbel Steril förfylld spruta användas.

Singel Steril, SS

3ml 30 pcs/box

REF: 90311



Dubbel Steril, DS

3ml 30 pcs/box

REF: 90317



Singel Steril, SS

5ml 30 pcs/box

REF: 90319



Dubbel Steril, DS

5ml 30 pcs/box

REF: 90316



Singel Steril, SS

10ml 30 pcs/box

REF: 90318



Dubbel Steril, DS

10ml 30 pcs/box

REF: 90315



PVC-fri, DEHP-fri och latexfri PolyFlush är en medicinteknisk produkt endast avsedd för spolning av intravenösa katetrar. Ska därför inte användas för att blanda substanser, späda ut medicin eller användas som intravenös behandling.