

SELEFA® Optimia gasvävskompresser

REF: 222001, 222002, 222003, 222004, 222005

SELEFA® Optimia gasvävskompresser är tillverkade av miljövänliga blekta bomullsfibrer, vävda med 17 trådar per kvadratcentimeter. De tillverkas i fyra mått med vikta kanter för att undvika att trådarna lossnar. Bomullskompresser av hög kvalitet har mellan fyra till sexton lager, vilket gör att de blir mjuka och höjer absorptionskapaciteten.

Egenskaper

- ▶ Brett användningsområde: preoperativ hudrengöring, sårrengöring, torkning, absorption, skydd osv.
- ▶ Effektiv fukt- och vätskeabsorption, kan steriliseras
- ▶ Peroxidblekt bomullsväv utan klor
- ▶ Vävda kanter förhindrar att lösa trådar dras ut
- ▶ 100 % bomull, låg luddning




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222001	SELEFA® Optimia gasvävskompresser, Vit	5x5 cm, 8-lags	120 / 10800
222002	SELEFA® Optimia gasvävskompresser, Vit	7,5x7,5 cm, 8-lags	120 / 7200
222003	SELEFA® Optimia gasvävskompresser, Vit	10x10 cm, 8-lags	120 / 7200
222004	SELEFA® Optimia gasvävskompresser, Vit	10x20 cm, 12-lags	50 / 1000
222005	SELEFA® Optimia gasvävskompresser, Vit	10x10 cm 16-lags	60 / 3600

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav: Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard: EN 14079

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
100 % bomullsväv, vit	100 % bomullsväv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensерförpackning	TCF kvalitet, ECF kvalitet	222001: 162 x 60 x 54 222002: 235 x 60 x 77 222003: 204 x 85 x 104 222004: 204 x 90 x 104 222005: 204 x 85 x 104
Transportförpackning	TCF kvalitet, ECF kvalitet	635 x 545 x 365
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensерförpackning	Transportförpackning
222001	N/A	06438129353921	06438129553925
222002	N/A	06438129353938	06438129553932
222003	N/A	06438129353945	06438129553949
222004	N/A	06438129353952	06438129553956
222005	N/A	06438129353969	06438129553963

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.