

# Kompress gasväv

REF: 222301, 222302, 222303, 222304 and 222305

**SELEFA gasvävskompress** kan användas för sårrengöring, absorption, avtorkning och desinficering.

## Egenskaper:

- ▶ 100 % bomull med 20 trådar per cm<sup>2</sup> enligt standardkraven ger utmärkt absorberande egenskaper.
- ▶ Förbättrat förpackningssystem som ger säkrare och bättre barriär.
- ▶ Högradigt rena produkter – försteriliserad för att säkerställa hög renhetsgrad.



REF	DESCRIPTION	SIZE	PACK COUNT dispenser/carton
222301	Kompress, försteriliserad, ej steril	15 x 15 cm	500/10000
222302	Kompress, försteriliserad, ej steril	20 x 20 cm	500/10000
222303	Kompress, försteriliserad, ej steril	30 x 30 cm	500/5000
222304	Kompress, försteriliserad, ej steril	40 x 40 cm	500/4000
222305	Kompress, försteriliserad, ej steril	50 x 50 cm	250/2500

**Sales Unit:** Transport Carton

# Teknisk information

## Regulations

CE

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter.



[NATURAL LATEX FREE]

### REACH föreskrifter:

Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen(SVHC)som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten(EHCA).

### Biologisk utvärdering

EN ISO 10993-5 and EN ISO 10993-10

### Uppfyller legala föreskrifter för

Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

### Uppfyller produktstandard

EN 14079 and EN 13726-1

### Kvalitetsstandard

ISO 13485

### Etikettinformation

EN 15233-1 and EN 1041

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

### Gasväv

100 % bomull, vit

## Varningar och rekommendationer

### Varningar

Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper kraftigt försämrats eller utgöra en patientrisk.

### Förvaringsrekommendationer

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

### Avfallsrekommendationer

Följ lokala anvisningar.

### Hållbarhet

5 år

## Förpackningsinformation

### Förpackning

### Material

### Storlek ( L x W x H ) mm










### Enhetsförpackning

N/A

N/A

<b>Dispenser Pack</b>	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222301: 150 x 150 x 100
		222302: 200 x 200 x 100
		222303: 300 x 300 x 100
		222304: 400 x 400 x 100
		222305: 500 x 500 x 50
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF kvalitet	222301: 340 x 340 x 500
		222302: 430 x 430 x 500
		222303: 630 x 320 x 500
		222304: 830 x 420 x 420
		222305: 520 x 520 x 500
<b>Packtejp</b>	Transparent, PVC-fri	N/A

### Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
222301	N/A	 6 438129 354188	 6 438129 554182
222302	N/A	 6 438129 354195	 6 438129 554199
222303	N/A	 6 438129 354201	 6 438129 554205
222304	N/A	 6 438129 354218	 6 438129 554212
222305	N/A	 6 438129 354225	 6 438129 554229



**OneMed Group Oy**  
 Address: Metsäläntie 20  
 Postal Address: P.O. Box 10  
 FI-00321 Helsinki, Finland  
 Phone +358 20 786 6800  
 www.onemed.com  
 Domicile Helsinki  
 Business ID 2039640-1

