

SELEFA® gasvävskompresser

REF: 22219512, 22219513, 22219523, 22219524, 22219534, 22219535, 22219545, 22219546

SELEFA® gasvävskompresser är främst avsedda för att täcka eller rengöra och absorbera blod och sårvätska från sår och skrubbsår. De kan också användas för icke invasiva medicinska procedurer, såsom polstring, torkning, skydd, hud- och sårvård eller som sekundärt förband. Bra absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsgasväv.

Egenskaper

- ▶ 100% bomull
- ▶ Miljövänligt blekt (klorfritt)
- ▶ 17 trådar per cm²



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
22219512	Gasvävskompresser, osterila, Vit	5x5 cm 12-lags	100 / 5000
22219513	Gasvävskompresser, osterila, Vit	5x5 cm 8-lags	100 / 5000
22219523	Gasvävskompresser, osterila, Vit	7,5x7,5 cm 12-lags	100 / 5000
22219524	Gasvävskompresser, osterila, Vit	7,5x7,5 cm 8-lags	100 / 5000
22219534	Gasvävskompresser, osterila, Vit	10x10 cm 12-lags	100 / 5000
22219535	Gasvävskompresser, osterila, Vit	10x10 cm 8-lags	100 / 5000
22219545	Gasvävskompresser, osterila, Vit	10x20 cm 12-lags	100 / 2000
22219546	Gasvävskompresser, osterila, Vit	10x20 cm 8-lags	100 / 3000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745, MDR Class I

Uppfyller produktstandard:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Material	100% bomullsväv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Medicinskt papper	22219512: 50 x 50 x 170 22219513: 200 x 100 x 170 22219523: 50 x 50 x 160 22219524: 50 x 50 x 120 22219534: 75 x 75 x 170 22219535: 75 x 75 x 120 22219545: 100 x 100 x 170 22219546: 100 x 100 x 130
Transportförpackning	Kartong	22219512: 260 x 260 x 350 22219513: 415 x 520 x 355 22219523: 265 x 270 x 335 22219524: 265 x 270 x 255 22219534: 390 x 395 x 355 22219535: 390 x 395 x 255 22219545: 515 x 520 x 355 22219546: 515 x 520 x 275
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
22219512	N/A	06438129351835	06438129551839
22219513	N/A	06438129352252	06438129552256
22219523	N/A	06438129351842	06438129551846
22219524	N/A	06438129352269	06438129552263
22219534	N/A	06438129351859	06438129551853
22219535	N/A	06438129352276	06438129552270
22219545	N/A	06438129351866	06438129551860
22219546	N/A	06438129352283	06438129552287

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.