




F 210 Hygisept

Desinfektionsmedel



Kaliumpersulfathaltigt desinfektionsmedel.

Användningsområde	Slakthus, utrustning, djurskydd, skobassänger, burar, transportbilar o.s.v.	
Produktegenskaper	Surt Mycket effektivt Lättlösligt effektiv mot bl.a. följande mikrober: bakterier, salmonellabakterier, jäst, mögel och virus. Effekten kan verifieras på brukslösningens färg (röd).	
Bruksanvisning	1. Sprayas, torkas eller sprutas varefter noggrann sköljning med vatten. 2. Skobassänger: Valmista 1 – 2 %:n käyttöliuos jalkinealtaaseen. Byt ut lösningen varje dag eller senast när lösningens röda färg har försvunnit (den desinficerande komponenten har förbrukats). Rekommenderad dosering: normal dosering 1 % blandas i vatten.	
Obs	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.	
Sammansättning	Aktiva ämnen	Effekt
	Anjoniska ytaktiva medel < 5 %	Minskar ytspänningen
	Sulfaminsyra 5-15 %	Hjälper det verksamma ämnet att transporteras genom cellväggen
	Fosfater 15-30 %	Komplexerar vattnets hårdhetsfaktorer
	Kaliumpersulfat > 30 %	Desinficerande effekt
	Färgämnen	För identifiering av desinfektionsmedlet
pH brukslösning	2.5 sur	
Förvaring	Förvaras torrt och svalt (över 5 °C).	
Utseende och doft	Rödaktigt pulver.	
Tillverkningsland	FINLAND	
Användar- och miljösäkerhet	Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.	

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 1 st	60023	6417964600230	6417964482409
1 x 5 kg	60022	6417964600223	

Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com